

Scheda Tecnica

Divisione: Professional ST-COP05 Rev.2 Pagina 1/2
05/08/2021

1.01 Nome Commerciale	BHealthy Copriscarpa CPE 30 Micron				
	1.02 Prodotto Importato da				
	Berica ^h S.p.a				
	1.03 Fabbrikante / Distributore Italiano				
	Berica ^h S.p.a.				
	1.04 Paese di provenienza				
Paesi Extra U.E.					
1.05 Marcatura CE					
La presente marcatura attesta la conformità del prodotto ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dal Reg. UE 2016/425 relativi ai Dispositivi di Protezione Individuale quali ergonomia, innocuità, comfort.					
1.06 Attestazione CE	Disponibile a richiesta				
1.07 Destinazione d'uso	Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I) di I categoria, solo per rischi minimi.				
	BIANCO	BLU	GIALLO	ROSSO	VERDE
1.08 Taglia	UNICA	UNICA	UNICA	UNICA	UNICA
1.09 Codice Articolo	70096-BIANCO	70096-BLU	70096-GIALLO	70096-ROSSO	70096-VERDE
1.10 Codice EAN -13 CF	8024151810921	8024151810914	8024151810945	8024151810938	8024151810952
1.11 Codice ITF-14 ct	08024151810921	08024151810914	08024151810945	08024151810938	08024151810952
1.12 idoneità al contatto con alimenti	Idoneo al contatto con alimenti secondo regolamento 1935/2004/CE, Reg. U.E. 10/2011 e Decreto Ministeriale 21/03/1973- Testati 2 ore a 40 °C.	Idoneo al contatto con alimenti secondo regolamento 1935/2004/CE, Reg. U.E. 10/2011 e Decreto Ministeriale 21/03/1973- Testati 2 ore a 40 °C.	Idoneo al contatto con alimenti secondo regolamento 1935/2004/CE, Reg. U.E. 10/2011 e Decreto Ministeriale 21/03/1973- Testati 2 ore a 40 °C. Materiale idoneo al contatto con alimenti acidi o acquosi con pH <4 per un massimo di 30' a 40 °C.	Idoneo al contatto con alimenti secondo regolamento 1935/2004/CE, Reg. U.E. 10/2011 e Decreto Ministeriale 21/03/1973- Testati 2 ore a 40 °C. Materiale NON idoneo al contatto con alimenti acidi o acquosi con pH <4.5 .	Idoneo al contatto con alimenti secondo regolamento 1935/2004/CE, Reg. U.E. 10/2011 e Decreto Ministeriale 21/03/1973- Testati 2 ore a 40 °C.
1.12 Descrizione	Copriscarpa blu in polietilene CPE goffrato con elastico avvolgente alla caviglia, cm 41 x 15. Spessore: 30 micron – Peso: 3.0 gr/pz				
1.13 Utilizzo consigliato	Medicale, laboratorio, industria alimentare, piscine				
1.14 Materia Prima	Polietilene goffrato (CPE) . Elastico				
1.15 Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio	<ul style="list-style-type: none"> - Copriscarpa monouso, non sterile idoneo al rispetto delle regole di igiene e da utilizzarsi sopra le calzature. - Articolo da non utilizzare al di fuori del campo di applicazione definito. - Conservare i copriscarpa nel loro imballaggio originale in luogo fresco ed asciutto. - Conservare la confezione per eventuali richieste di informazioni e garantire la rintracciabilità del prodotto. - Effettuare sempre una prova preliminare nelle reali condizioni di utilizzo. 				

Scheda Tecnica


Divisione:
Professional

ST-COP05 Rev.2
05/08/2021

Pagina
2/2

Bericah⁺
Protezione e prevenzione dal 1979

2. Proprietà fisiche		
Riferimento	Dimensione	Tolleranza
A	41 cm	+/- 1cm
B	15 cm	+/- 1cm



3. Resistenza alla trazione	
In Direzione tessuto (MD Tensile – N/10 cm)	
Resistenza (c N)	Percentuale di allungamento
Massima 1233.0	Massima 116.0%
Minima 1166.0	Minima 98.0%
Media 1205.0	Media 107.2%
In Direzione trasversale (CD Tensile – N/10 cm)	
Massima 1003.0	Massima 137.0%
Minima 979.0	Minima 80.0%
Media 991.5	Media 118.7%

4. Confezione Primaria		5. Cartone	
4.01 Contenuto	100 pezzi;	5.01 Contenuto	10 buste (1000 pezzi)
4.02 Dimensioni		5.02 Dimensioni	410 x 310 x 360 mm
4.03 Materiale	Busta Polietilene	5.03 Materiale	cartone ondulato WTL 180/TL 175 BF

6. Pittogrammi			
			

Al sensi Reg. UE 10/2011,
Reg. 1935/2004/CE
o DM 21.03.1973 s.m.i.,
(vedere AVVERTENZA)